



ACTIVGEL

Recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour l'antiseptie des mains.
 (Arrêté ministériel du 13 mars 2020)

LINGETTES MAINS ET SURFACES - ACTION ANTISEPTIQUE

FR - LINGETTES MAINS ET SURFACES - SOLUTION HYDROALCOOLIQUE 70% ALOE VERA ET GLYCÉRINE | IT - IGIENIZZANTE MANI E SUPERFICI - SOLUZIONE IDROALCOLICA 70% ALOE VERA E GLICERINA | EN - HAND AND SURFACE SANITIZER - HYDRO-ALCOHOLIC SOLUTION 70% ALOE VERA AND GLYCERIN | DE - HAND- UND OBERFLÄCHENDESINFektionsMITTEL - HYDROALKOHOLISCHE LÖSUNG 70% ALOE VERA UND GLYCERIN |

ACTIV GEL Lingettes Mains et Surfaces

DOSAGE/MODE D'EMPLOI - IMPIEGO/MODO D'USO

FR - Lingettes ACTIV GEL mains et surfaces, conseillées pour garantir hygiène et protection profonde des mains, des surfaces et des objets. Aloe Vera et Glycérine pour une sensation de peau douce et nourrie. Pour une sécurité maximale à chaque instant de la journée. AVERTISSEMENTS : éviter tout contact avec yeux, ou blessures. Ne pas exposer au soleil et aux sources de chaleur.

IT - Salviettina ACTIV GEL mani e superfici, consigliato per garantire igiene e protezione profonda di mani, superfici e oggetti. Aloe Vera e Glicerina per una sensazione di pelle morbida e nutrita. Per la massima sicurezza in ogni momento della giornata. AVVERTENZE: evitare il contatto con gli occhi e le ferite. Non esporre al sole e alle fonti di calore.



COMPOSITION/COMPOSIZIONE

ACTIV GEL 70% vol alcool

Composition : Alcohol denat., Aqua, Parfum, Aloe barbadensis leaf juice powder, Glycerin, o-Phenylphenol, Propylene glycol, Benzylalcohol.

Conservation avant ouverture à température ambiante (15°C à 25°C).

Produit conforme à l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaire de produits hydroalcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine.

L'ANSM recommande l'utilisation de solutions et gels hydroalcooliques en l'absence de point d'eau disponible. Après évaluation, elle recommande de privilégier les produits hydroalcooliques présentés sous **forme de solutions ou de gels testés selon la norme NF EN 14476**.

En l'absence de référence à cette norme sont également recommandés les produits à base : o **d'alcool éthylique** (ou éthanol) ou **d'alcool propylique** (propane-1-ol ou n-propanol) ou **d'alcool isopropylique** (propane-2-ol ou isopropanol) avec une concentration optimale comprise entre 60% et 70% (volume/volume) ou une concentration comprise entre 520 et 630 mg/g (équivalence obtenue par approximation avec un mélange éthanol et eau).



DESCRIPTION

LINGETTE EMBALLAGE UNIQUE
LOTION AVEC 70% D'ALCOOL
DIMENSION EMBALLAGE mm. 65 x 100
DIMENSION LINGETTE mm. 190 x 135
QUANTITÉ DE LOTION DANS CHAQUE SACHET 3,5 ML +/- 5%
EMBALLAGE : QUADRUPLE DE PET / AL / PET / PE
LINGETTE TISSU GAUFRE 45 gr / m2 - 50% VISCOSE 50% POLYESTER



Code 6003



Code 5198

CONDITIONNEMENT - PALETTISATION

Code 6003	EAN 3700875706003
CARTON DE 100 PCS - PALETTE DE 240 PCS - cm 80x120xh170 - 180kg	
Code 5198	EAN 3700875705198
CARTON DE 500 PCS - PALETTE DE 77 PCS - cm 80x120xh180 - 250kg	